

Massageador para pernas e pés



Manual de Instruções



SL-C22
Massagear
Seu relax em um click

Obrigado por comprar o nosso produto.
Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente para saber a maneira correta de utilizar o equipamento antes da operação.
Por favor, atenção às questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual
Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.
Nota: Nossa Companhia reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.

CONTEÚDO

Segurança e Manutenção	03
Nome e função dos componentes	04
Função	04
Modo de Uso	05
Especificações do Produto	05



Avisos de segurança importantes

1. Recomendações

- Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar o equipamento.
- Opere este equipamento seguindo o manual de instruções.
- Use uma fonte de energia aterrada para conectar este equipamento.
- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste equipamento.
- Tire da tomada depois de usar e antes de limpar para evitar danos ao produto.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não use este produto ao ar livre.
- Qualquer outro uso que não estiver neste manual é proibido.
- O tempo de uso máximo recomendado é de 20 minutos.
- Não use se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não jogue nenhuma coisa dentro do equipamento
- Não use o equipamento enquanto estiver dormindo.
- Não use o equipamento caso estiver alcoolizado ou não estiver se sentindo bem.
- Não use logo após se alimentar, aguarde pelo menos 1h.

2. Ambiente para uso do equipamento

- Não use em altas temperaturas e umidade, como o banheiro por exemplo.
- Não use em locais sem ventilação.

3. Não recomendado o uso do equipamento para:

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas que sofrem de doenças no coração ou carregam equipamentos médicos eletrônicos como marca-passos.
- Pessoas que estejam com febre.
- Mulheres grávidas ou no período de menstrual.
- Pessoas com lesões ou doença contagiosas.
- Crianças abaixo de 14 anos sem acompanhamento de um adulto.
- Pessoas com recomendação médica para descanso absoluto.
- Pessoas que estejam com o corpo molhado.
- Pessoas que são sensíveis ao calor.

Este equipamento não tem fins terapêuticos !

4. Segurança

- Cheque se a voltagem da tomada é a mesma da especificação do produto.
- Não tire o equipamento da tomada com as mãos molhadas.
- Não deixe cair água em cima do produto para evitar choque elétrico e - causar danos ao produto.
- Não danifique os cabos ou troque o circuito do produto.
- Não use panos molhados para limpar as partes elétricas como o interruptor ou tomada.
- Não use o equipamento durante um corte de energia para evitar lesões caso a eletricidade volte rapidamente com um pico de energia.
- Não use o equipamento caso o mesmo esteja funcionando de maneira anormal, consultando imediatamente um serviço de assistência técnica.
- Não use o equipamento caso não esteja se sentindo bem.



5. Manutenção

- Pessoas não habilitadas não estão autorizadas a fazer manutenção no equipamento, sob pena de perder as garantias do mesmo.
- Não esqueça de desligar o equipamento e retirar da tomada após o uso.
- Não permita que o equipamento fique por longo período em contato direto com os raios solares.
- Para limpeza deste equipamento, usar somente pano seco. Não use solvente, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste equipamento foram especialmente desenvolvidos, não precisando de uma manutenção específica.
- Não utilize este equipamento em superfícies irregulares.
- Utilize este equipamento com pausas entre cada ciclo de massagens, não faça-o trabalhar continuamente por longo tempo.

6. Soluções em caso de mal funcionamento

- Primeiramente verifique se o equipamento está ligado à tomada e se a mesma encontra-se energizada e com a mesma voltagem especificada para o equipamento.
- O equipamento possui um fusível de segurança, verifique se o mesmo não se encontra queimado, em caso de necessidade de substituição somente use outro com as mesmas especificações.
- Caso o equipamento trabalhe por um longo período, o que não é recomendado, existe um sistema de proteção para evitar superaquecimento que irá desligar o equipamento, retornando a funcionar somente após o resfriamento dos componentes após aproximadamente 30 minutos.

Nome e Função dos Componentes



1. Painel de controle
2. Massagadores das panturrilha
3. Massagadores dos pés
4. Quadro principal
5. Alça para transporte
6. Interruptor
7. Plugue e fio
8. Tecla liga/desliga
9. Programa suavizadora
10. Programa de terapia física
11. Programa de embelezamento das pernas
12. Intensidade (forte, médio, leve)


Função

Descrição das Funções:



- 3 tipos de massagens automáticas: aparência, para as pernas, terapia suave e física. Essas são as possibilidades de escolha que o equipamento oferece;
- A intensidade da massagem de pressão do ar pode ser ajustada em forte, média e fraca;
- O mecanismo de massagem nas panturrilhas pode ser regulado em 45 medidas de ajuste conforme a posição em que o usuário está sentado.
- O mecanismo de massagem nas panturrilhas pode ser movido para baixo e para cima de acordo com o comprimento da panturrilha do usuário, há a possibilidade de 3 medidas (o range inicia em 23mm e o total de comprimento chega a 7 cm);
- O massagador de airbag para as panturrilhas pode amenizar completamente as dores das panturrilhas decorrente de caminhadas ou do longo tempo em pé;
- O tempo de operação da máquina recomendado é de 20 minutos;
- A capa do equipamento é removível para facilitar a limpeza e higienização do aparelho;
- Esse produto está desenhado com 34 airbags totais: 12 para as panturrilhas e 22 para o mecanismo dos pés.

Modo de Uso

1. O mecanismo de massagem nas panturrilhas pode ser movido para baixo e para cima para se ajustar conforme o tamanho da panturrilha do usuário. Há a possibilidade de três ranges (começando com 23 cm e num total de 7 cm);



2. O mecanismo de massagem pode ser titulado em 45 etapas de abaixamento conforme a posição em que o usuário está sentado.



❶ A capa pode ser removida e lavada

Especificações do Produto

Nome: Massageador de pernas e pés C22

Voltagem: AC110V 60Hz

Força: 45W

Tempo de trabalho recomendado: 20 minutos

Garantia

Origem de nossos produtos, finalidade, Assistência Técnica e Garantia. Vendemos produtos da mais alta qualidade, zelamos pelo bom gosto, durabilidade e bom funcionamento.

Somos importadores e nossas Poltronas de massagens têm número de série constantes em nossas importações, todas elas registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Todos os nossos produtos têm a finalidade única de relaxamento. Nossos produtos não curam, e não tem qualquer fim terapêutico, o usuário deverá consultar seu médico de confiança para saber se algum problema de saúde pode ser agravado com o uso.

Assistência técnica e Garantia:

Poltrona de Massagens = **1 ano**

Demais equipamentos = **3 meses**

Nossa Assistência técnica para serviços em garantia é prestada em nossa sede à Avenida Felipe Boller Júnior, 3920, Jardim Santa Rita em Pirassununga, SP, CEP 13.631-120, telefone (19) 3562 8520, e-mail contato@massagear.com.br ou onde nossa empresa indicar.

O cliente deverá encaminhar os produtos para assistência técnica preferencialmente com as embalagens originais para evitar avarias durante o transporte e manuseio, não estando mais disponíveis ou em condições de uso deverá providenciar embalagem adequada para o envio.

O Cliente poderá consultar nossa disponibilidade de embalagens de transporte, em caso positivo enviaremos a embalagem própria para isso.

Garantia

Os custos de envio serão arcados única e exclusivamente pelo Cliente.

Uma autorização para o envio ao nosso estabelecimento será fornecida ao cliente através de e-mail de nossa empresa com formulário próprio.

Após a análise e constatado que o produto apresenta problema ou defeito de fabricação as despesas de envio serão reembolsadas, única e exclusivamente na conta corrente do cliente.

Em se tratando de defeito ou quebra causada por mau uso do equipamento, queima em decorrência de voltagem errada, oscilação de voltagens, má conservação do equipamento como exposição à umidade ou sol e qualquer outra avaria as despesas de envio não serão reembolsadas e o cliente pagará pelo retorno do produto bem como pelas despesas de manutenção.

Por tratar-se de produto importado e eventual falta de peça em nosso estoque o serviço poderá demorar em ser executado, pois o processo de importação é lento e depende de órgãos do governo para liberação de peças e componente, assim já informamos que o prazo mínimo para manutenção é de 30 dias contatos da aprovação da manutenção pelo cliente proprietário.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

- ▶ www.massagear.com.br
- ▶ contato@massagear.com.br
- ▶ **Telefone: (19) 3562-8520**